



セット内容

製品保証
1年
※ 部品により異なる

耐用年数
約10,000時間

充実した
アフターケア



加熱式ネブライザDH-Pro® 本体



Y字型チューブ 2本



排水用チューブ(2m) 1本



注水口キャップ 1個



注水用ロート 1個



吸入チューブ+チューブ付チャンバー 3セット



ドクター水素メガネ 2個



精製水 3本



取り扱い説明書 1冊



登録カード 1枚



電源ケーブル 1本



排水口キャップ(予備) 1個

製品仕様

項 目	仕様規格	生成ガス最大圧力	0.5Mpa
製品名	加熱式ネブライザ DH-Pro®	電解方式	加熱式ネブライザ
型 式	DH600-P	定格電圧	AC100V~AC240V 50/60Hz
水素生成量	最大600ml/min	製品寸法	W265 x 0245mm x H380mm /重量8.3kg
酸素生成量	最大300ml/min	使用する水	精製水または蒸留水
定格消費電力	350W	医療機器許可番号	27B2X90003000007
水素濃度	99.9%		

600ml/minを30分使用時の消費電力は260wで電気代は約2円、300ml/minを30分使用時の消費電力は70wで電気代は約1円、ナイトモードを6時間使用時の消費電力は300wで電気代は約9.3円（あくまでも目安としてお考えください。）



DH-Pro®

論より証拠 論より結果

Concept

自分を大切するということ。

あなたにとって、“かけがえのないもの”は何でしょうか。
家族と過ごす時間、共に歩む仲間、叶えたい夢…。
そのすべては、あなたの人生を彩る大切な存在です。

けれど、そのすべてを大切に続けるために、
いちばんに向き合うべきは“あなた自身”。

限りある人生のなかで、本当に大切なものを、
大切にできる人であり続けたい。

そんなあなたにとっての最高の選択肢。

それが『水素』

それが『DH-Pro®』

水素は「飲む」から「吸う」時代へ



600ml/分・300ml/分・100ml/分
水素発生量を3段階から調節可能




2人同時吸入に対応
専用アダプター、チューブで最大8人吸入可



目からも水素吸入可能
2つの水素出口で目と鼻から同時吸入可能



ナイトモード搭載
30dB低騒音 / LED消灯 / 最大8時間稼働



洗練されたデザイン性
高耐久で1万時間に1回のメンテナンス

100ml/分モード 1時間稼働時	300ml/分モード 1時間稼働時	600ml/分モード 1時間稼働時
約10ml 消費	約25ml 消費	約50ml 消費
電気代 600・300ml/分モード 30分 1〜2円		

優れたコストパフォーマンスを実現

安心してご使用いただくための取り組み

第三者機関による分析結果報告書を取得済み

第三者機関『一般社団法人 生体ガス療法評価機関』による水素ガス濃度測定結果

分析結果報告書	分析結果報告書	分析結果報告書	分析結果報告書



DH-Pro® 完全監修

医師・医学博士
久保 伸夫
医療法人 華風会ボー・クリニック

日本耳鼻咽喉科学会専門医 / 日本アレルギー学会専門医代議員
日本気管食道学会認定医 / カンボジア外国医師免許第20号
医療法人華風会 ボー・クリニック院長 / 国際顔面形成学会日本支部代表
日本アレルギー学会専門医代議員
医療法人社団みき会サンフィールドクリニック理事長
ザ北浜タワー耳鼻咽喉科皮膚科クリニック顧問、医師

